



OBROKOV s.r.o. Šanov 269, 671 67

TEST REPORT

1.Číslo testu : 10/2020

2.použité přístroje: -TSI Portacount PRO+ universal 8038
- generátor NaCl částic TSI 8026
-Flowmetr DELTA OHM HD29V3
-regulace průtoku Logo8comfort
-diferenciální snímač tlaku testo510
-kontrolní thermoanemometr testo405V1

3.Předmět: zkouška roušky medicarmor 3 vrstvé od výrobce Medic armor s.r.o.. Složení roušky 25SBmodrá/30MBOfil1/25SBbílá. Velikost roušky 17x20cm s filtrační plochou 16x16cm

3.Zkouška : provedena na 3 kusech při využití celé filtrační plochy

vzorek	Odpor v Pa při 47,5l/min	Odpor v Pa při 30l/min	Odpor v Pa při 95l/min	Odpor v Pa při 160l/min	Průnik 0,02-2mikrometr
Č.1	37	X	X	X	5,4%
Č.2	36	X	X	X	4,8%
Č.3	36	X	X	X	4,9%

Zkoušku provedl dne 22.6.2020 Dušan zvěřina

OBROKOV s.r.o.
Šanov 269
67178 Hrabětice
IČ:29360005 DIČ:0229360005
Zvěřina